

# 新型コールドネックリングPRO

今年は極太のPRO仕様！  
従来品より最大50%冷たさ長持ち！



持続時間：約150分～180分（体温や環境によって異なる場合があります）  
冷却時間：【冷水：約20～30分】【冷凍庫：約30～40分】

宇宙飛行士を守るために開発された新素材【PCM】使用！  
・宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発された新素材です。  
低温の冷気を吸収し、温度が上昇すると貯めた冷気を放出し冷感を持続させる特製を持ちます。

## 【製品の特長】

- 24℃をキープしますので、冷たすぎず肌に負担をかけずに爽快感が持続します！
- 使用して温くなっても20℃以下の水に浸けると再凍結します。  
（カーエアコンの冷たい風でも凍結します）
- 水やエアコンの冷風でも凍結するので、多様な場面で使えます！



持続時間（25℃の環境）は  
約2時間30分～3時間！



**EIGER TOOL®**

株式会社 アイガーツール  
HP: <https://www.eigertool.com>

〒955-0081 新潟県三条市東裏館2-17-24  
TEL: 0256-32-4071 FAX: 0256-35-2421  
E-mail: [info@eigertool.com](mailto:info@eigertool.com)